

Test pour adultes **G-Smart**



Le poumon de test pour adultes G-Smart est conçu pour fournir des démonstrations précises et des applications de test sur les ventilateurs mécaniques pour adultes. Le G-Smart Adult Test Lung simule le système respiratoire humain adulte, fournissant des niveaux nominaux de résistance et conformité. Le G-Smart Adult Test Lung est un excellent outil utilisé dans les laboratoires biomédicaux, les services d'anesthésie et les soins respiratoires.

pour la formation et la démonstration ainsi que les tests de vérification.

Le G-Smart Adult Test Lung est livré avec un kit complet comprenant un sac de ventilation en silicone sans latex de 1,0 litre, un étui de transport, par défaut

Résistance Rp5, et trois connecteurs de résistance en aluminium : Rp20, Rp50, Rp70.