

## FICHE TECHNIQUE

### REGULATEUR OXYGENE OBUS



## Caractéristiques

**Débitmètres compensés en contre-pression**

**Plage de débit : 0~30LPM**

**À utiliser avec les bouteilles d'oxygène**

**Conforme aux tests d'allumage pour le service d'oxygène .**

**Les bouteilles en polycarbonate sont résistantes aux chocs pendant max. durabilité et durée de vie**

**Soupape de surpression sur le couvercle pour évacuer l'excès de pression.**

**Conçu pour être autoclavable jusqu'à 121 °C pendant les procédures de désinfection**

**Connexion d'entrée DISS 1240**