

Fiche technique

Bistouri électrique 150 w



Caractéristique

Conception compacte pour les interventions monopolaires et bipolaires. 4 modes de fonctionnement maximum : pur/par défaut, standard/bipolaire. Dépannage rapide grâce au système d'alarme d'erreur par défaut REM (surveillance de l'électrode de retour) pour une sécurité maximale ; excellente performance de fonctionnement avec un minimum de collage et de carbonisation. Différents sons de fonctionnement réglables en cas d'erreur de fonctionnement ; large application clinique, adaptée à différentes interventions chirurgicales.

Alimentation électrique : 110V, 50/60Hz ou 220V, 50/60Hz

Dimensions : 330(L) x 280(L) x 100 (H) mm

Poids : poids net : 4.7KG / Poids brut : 8,9 kg

Marque : ERMC

Origine : PAKISTAN