

## FICHE TECHNIQUE

### CHAMBRE D'HUMIDIFICATION



**La chambre d'humidification est un élément essentiel d'un système respiratoire. La chambre se remplit automatiquement et réchauffe et humidifie activement les gaz respiratoires inspirés délivrés aux patients ventilés. Le résultat est que les gaz délivrés sont Adaptés à la température et à l'humidité du corps humain. Cela est essentiel car cela peut maintenir la santé des poumons du patient et c'est également Bénéfique pour prévenir l'irritation du nez et de la gorge causée par des gaz inspirés extrêmement froids ou secs pendant le traitement, comme les maux de gorge, la congestion nasale, l'écoulement nasal ou même les saignements de nez dans certaines circonstances. les différents besoins des patients adultes et néonataux**