



CIRCUIT DE PATIENT JETABLE.AHWC-

Spécifications

- Le circuit bleu délivre le gaz inhalé provenant de l'anesthésie ou appareil respiratoire au patient et le circuit blanc délivre gaz expiré des patients
 - Fournit une température et une humidité stables pour augmenter confort
 - Pratique; peut être utilisé directement ; aucun adaptateur supplémentaire n'est nécessaire
 - Réduit les interruptions inutiles du flux d'air
 - Empêche les connexions lâches ou les circuits détachés
 - Minimise la gêne respiratoire due à un circuit plié
 - Éviter l'inconfort du patient pour le circuit tiré
 - Utilisation de matériaux légers
 - Pas besoin d'utiliser de piège à eau pour les circuits à fils chauffants, réduisez poids total
 - Empêche le capteur de température de glisser à cause du gaz. pression ou humidité
 - Éviter les fuites de gaz qui provoquent une gêne pour le patient
 - Choisissez des packs d'accessoires selon différents modèles
- Circuit respiratoire jetable pour nouveau-né