



CIRCUIT DE PATIENT AUTOCLAVABLE ADULT-ENFANTE-NEONATA



Heated Wire Breathing Circuit System Configuration



Spécifications

- A - 1 * Orifice d'aspiration coudé pivotant PSF (15M, 22M/15F)
- B - 1 * support de cathéter (180 mm, 22F, 15F)
- C - 1 * Connecteur en étoile avec orifice de température et de pression avec capuchon PSF (22M, 22M/15F, 7.6F, 6F)
- D - 1 tube en silicone à alésage lisse, 18F 1 300 mm, brassard 22F, 22F
- E - 1 ensemble réutilisable de fil chauffant, 1 300 mm
- F - 2 tubes en silicone à alésage lisse, 18F 700 mm, brassard 22F, 22F
- G : 1 tube en silicone à alésage lisse, 18F 500 mm, brassard 22F, 22F
- H - 1 * Piège à eau PSF, 22M