

# FICHE TECHNIQUE

## REGULATEUR OXYGENE OBUS



### Caractéristiques

Débitmètres compensés en contre-pression

Plage de débit : 0~30LPM

À utiliser avec les bouteilles d'oxygène

Conforme aux tests d'allumage pour le service d'oxygène .

Les bouteilles en polycarbonate sont résistantes aux chocs pendant max. durabilité et durée de vie

Soupape de surpression sur le couvercle pour évacuer l'excès de pression.

Conçu pour être autoclavable jusqu'à 121 °C pendant les procédures de désinfection

Connexion d'entrée DISS 1240