

FICHE TECHNIQUE

Humidificateur automatique



Caractéristiques

- Disponible en option Usage général et Contrôle automatique
- Sécurité et prévention des changements accidentels
 - Configurer facilement les niveaux de température et d'humidité optimaux pour les patients adultes, pédiatriques et néonataux
- Interface conviviale, avec desgin ergonomique
- Système d'alarme clinique avec indications LED pour la détection des pannes
- Compatible avec les chambres d'humidification et les circuits respiratoires GENTEC[®].

Données technique

- Dimensions : 145 H x 170 D x 135 W mm (avec chambre)
- Poids : 2,45 kg (GHU-510 avec chambre installée) 1,30 kg (GHU-530 avec chambre installée)
- Caractéristiques électriques nominales : 110 V +/- 10 V ; 220 V +/- 10 V
- Cote d'approvisionnement : 12 W à 110 V
- Protection contre la surchauffe : la machine coupe sa puissance lorsque la température de chauffage est supérieure à 92 °C • Plage de réglage : Température de 30 °C à 40 °C (< 2 °C)
- Préchauffage Intervalle : environ 20 minutes
- Condition de transport : -10 °C à +65