

Fiche technique



Reanima en silicone adulte /enfant



- Réanimateur compact pour la respiration d'urgence.
- Fabriqué à partir du silicone.
- Autoclavable jusqu'à 134°C.
- Fourni avec masque, réservoir d'oxygène, tube à oxygène.

CODE	SIZE	BELLOW CAPACITY	OXYGEN RESERVOIR CAPACITY	FACE MASK SIZE*
01	Adult	1500ml.	2600ml.	#4
02	Child	500ml.	2600ml.	#1

NOM DE LA PIÈCE MATÉRIEL

Ci-dessous	Tout le caoutchouc de silicone
Masque	Polycarbonate et caoutchouc de silicone
Clapet anti-retour	Polycarbonate
Diaphragme du clapet anti-retour	Caoutchouc de silicone
Sac de réservoir d'oxygène	PVC*
Tube à oxygène avec adaptateur	PVC* Longueur du tube 2 mètres.